

## 仕様書

### 2層大腸モデル DLB20

Product No. 2層大腸モデル DLB20


材 料：エラストマー

重 量：20g

外層：φ30×φ26×200L

内層：φ25×φ21×200L

- ・リアルな質感
- ・引き裂き強度が強く、縫合しても切れにくい
- ・オイルが含まれていないので手や機器を汚さない



#### 【ご使用方法】

適当なところをカッターなどで切ってご使用ください。

#### 【ご注意】

- ・直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- ・ドライトレーニングでのトレーニングでご使用ください。
- ・溶剤・薬品など付着させると劣化します。
- ・強引に伸ばすと変形する可能性があります。

JPTC